

C 254



DATI TECNICI

Carrozzeria:	Acciaio inox
Pompa a vuoto:	4 m ³ /h
Tensione di rete:	230V - 50/60 Hz
Dimensione:	357x490x329h mm
Camera a vuoto:	270x352x150h mm
Barra saldante:	1 x 250 mm
Peso:	27 Kg
Larghezza max. busta:	250 mm
Potenza max. assorbita:	350 W

DOTAZIONI DI SERIE

Pannello digitale
Sensore di vuoto assoluto
Vuoto in contenitori
Easy, creazione vuoto esterno
H2out, ciclo deumidificazione pompa

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia


Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it

C 254



TECHNICAL DATA

Bodywork:	Stainless steel
Vacuum pump:	4 m ³ /h
Power grid voltage:	230V - 50/60 Hz
Dimensions:	357x490x329h mm
Vacuum chamber:	270x352x150h mm
Sealing bar:	1 x 250 mm
Weight:	27 Kg
Max. bag width:	250 mm
Max. power absorption:	350 W

STANDARD EQUIPMENT

Digital panel
Absolute vacuum sensor
Vacuum in container
Easy for external vacuum
H2out, pump dehumidification program

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it

C 254



DONNÉES TECHNIQUES

Châssis:	Acier Inox
Pompe à vide:	4 m ³ /h
Tension:	230V - 50/60 Hz
Dimensions:	357x490x329h mm
Chambre à vide:	270x352x150h mm
Barre de soudure:	1 x 250 mm
Poids:	27 Kg
Largeur max du sachet:	250 mm
Consommation d'énergie:	350 W

DE SÉRIE

Panneau digital

Capteur de vide absolu

Vide en récipients

Easy, création du vide en externe

H2out, cycle déshumidification pompe

FRIULMED s.r.l. unipersonale

Siège légal: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Siège administratif/ entrepôt: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Téléphone: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it